

Transport Simulation Test Report

Single-Use Shipper with 20 X 20 L CryoVault® Containers



Index


1. Approval Signatures	.03
2. Test Overview	.04
2.1 Objective	.04
2.2 Test Results	.04
2.3 Conclusions	.04
2.4 Recommendations	.04
3. Test Product	.05
4. Test Procedure	.06
4.1 Pre-Test Inspection	.06
4.2 Preconditioning & Packing	.06
4.3 Rotational Corner Drop Test (Method B)	.06
4.4 Rotational Flat Drop Test (Method C)	.07
4.5 Random Vibration Test	.07
4.6 Rotational Corner Drop Test (Method B)	.08
4.7 Rotational Flat Drop Test (Method C)	.08
4.8 Post-Test Inspection	.08
5. Test Results	.09
5.1 Pre-Test Inspection	.09
5.2 Preconditioning & Packing	.09
5.3 Rotational Corner Drop Test (Method B)	.09
5.4 Rotational Flat Drop Test (Method C)	.09
5.5 Random Vibration Test	.10
5.6 Rotational Corner Drop Test (Method B)	.10
5.7 Rotational Flat Drop Test (Method C)	.10
5.8 Post-Test Inspection	.10
Appendix A: Applied Testing Equipment	.12
Appendix B: Random Vibration Test Graphs	.33
Appendix C: History of Change	.39

Approval Signatures



Written: _____ Date: 12 February 2024

Antonio Francisco da Fonseca
Topa Institute, Mechanical Project Engineer



Verified: _____ Date: 12 February 2024

Wout Adriaanse
Topa Institute, Thermal Project Coordinator

Date: 12 February 2024
Report number: T23-1239
Revision: 0
Research Date: 26 January 2024

Customer: Topa Thermal
Torenlaan 10
2215 RW Voorhout
The Netherlands

Test Facility: Topa Thermal
Torenlaan 10
2215 RW Voorhout
The Netherlands

Abstract: This report details the methods, specifications and results for the transport simulation of Single-Use Shipper with 20 x 20 L CryoVault® containers.

2. Test Overview

2.1 Objective

The objective of this test is to investigate the influence of worldwide pallet transport on the Single-Use Shipper with 20 x 20 L CryoVault® containers.

2.2 Test Results

The Single-Use Shipper with 20 x 20 L CryoVault® containers has been tested with the following results:

Test	Results
Preconditioning & Packing	No remarks
Rotational Corner Drop	No remarks
Rotational Flat Drop	No remarks
Random Vibration	No remarks
Rotational Corner Drop	No remarks
Rotational Flat Drop	No remarks

2.3 Conclusions

No visual damage to the outside of the pallet load or on the CryoVault® containers. The Single-Use Shipper with 20 x 20 L CryoVault® containers is suitable for worldwide pallet transport.

2.4 Recommendations

Corrugated cardboard has a lower tolerance for humidity than plastic. Replacing the current CryoVault® handling box from corrugated cardboard to 3 mm corrugated plastic will improve the performance of the handling box.

3. Test Product

The test product consists of:

Insulated Container

Description: One fully conditioned KCVS-DS0001A

Dimensions: 1,570 x 1,100 x 1,610 mm

Weight: 360.0 kg (including dry ice)

The KCVS-DS0001A will contain the following product load:

Product Load

Description: One pallet load containing 20 CryoVault® containers.

Dimensions: 1,200 x 800 x 1,280 mm

Weight: 151.0 kg




Figure 1: Fully packed GTS-1150L4D-DI container

4. Test Procedure

The testing procedure, according ASTM D4169-22, Distribution Cycle 2, consists of the following parts:

4.1 Pre-Test Inspection

Before the start of the test, the bags, components, and the insulated containers are inspected by an engineer from Topa Institute. Any damage or irregularities are noted. All faces of the test pallet are identified according to **Figure 2**, where Face 5 is one of the smallest vertical faces of the pallet.

4.2 Preconditioning & Packing

The CryoVault® containers are conditioned at -80 °C for at least 72 hours prior to packing. Once the CryoVault® containers are conditioned, a pallet load of 20 CryoVault® containers are built and placed inside the container before the start of the test.

4.3 Rotational Corner Drop Test (Method B)

A rotational corner drop test is conducted with a loaded pallet. Four drops are conducted; one drop on each corner of the pallet. The opposite corner of the corner on which the pallet is dropped is supported by a 100 mm thick piece of timber.

The drop height depends on the weight of the pallet. This test is based on ASTM D4169-22 and D6179-07 (Assurance Level II, Method B).




Figure 2: Conditioning setup

Pallet Weight	Assurance Level I	Assurance Level II	Assurance Level III
0 to 226.8 kg	305 mm	229 mm	152 mm
226.8 kg and up	229 mm	152 mm	76 mm

Table: Drop Heights



Figure 3: Rotational Corner Drop setup



Figure 4: Rotational Flat Drop Test

4.4 Rotational Flat Drop Test (Method C)

A rotational flat drop test is conducted with a loaded pallet. Two drops are conducted; one drop on the handling side of the pallet and one drop on the opposite side of the pallet. If the pallet can be handled in all directions, a flat drop on all four sides is conducted. The drop height depends on the weight of the pallet. This test is based on ASTM D4169-22 and D6179-07 (Assurance Level II, Method C).

Pallet Weight	Assurance Level I	Assurance Level II	Assurance Level III
0 to 226.8 kg	305 mm	229 mm	152 mm
226.8 kg and up	229 mm	152 mm	76 mm

Table: Drop Heights

4.5 Random Vibration Test

4.5.1 Truck Transport

In order to simulate vibrations during truck transport, a random vibration test is conducted. Three test profiles from ASTM D4169-22 and D4728-17 are used with a frequency range from 1 Hz to 200 Hz and average loads of 0.40 Grms for 40 minutes, 0.54 Grms for 15 minutes, and 0.70 Grms for 5 minutes. The entire test lasts 60 minutes.

	Truck Low Level	Truck Medium Level	Truck High Level
Average Load	0.40 Grms	0.54 Grms	0.70 Grms
Test Duration	40 minutes	15 minutes	5 minutes

Table: Random Truck Vibration Test Distribution



Figure 5: Random Vibration Test setup

4.5.2 Air Transport

In order to simulate vibrations during air transport, a random vibration test is conducted. Three test profiles from ASTM D4169-22 and D4728-17 are used with a frequency range from 1 Hz to 200 Hz and average loads of 0.16 Grms for 27 minutes, 0.22 Grms for 10 minutes, and 0.29 Grms for 3 minutes. This sequence is repeated three times. The entire test lasts 120 minutes.

	Air Low Level	Air Medium Level	Air High Level
Average load	0.16 Grms	0.22 Grms	0.29 Grms
Test duration	27 minutes (3x)	10 minutes (3x)	3 minutes (3x)

Table: Random Air Vibration Test Distribution

4.6 Rotational Corner Drop Test (Method B)

A rotational corner drop test is conducted with a loaded pallet. Four drops are conducted; one drop on each corner of the pallet. The opposite corner of the corner on which the pallet is dropped is supported by a 100 mm thick piece of timber. The drop height depends on the weight of the pallet. This test is based on ASTM D4169-22 and D6179-07 (Assurance Level II, Method B).

Pallet Weight	Assurance Level I	Assurance Level II	Assurance Level III
0 to 226.8 kg	305 mm	229 mm	152 mm
226.8 kg and up	229 mm	152 mm	76 mm

Table: Drop heights

4.7 Rotational Flat Drop Test (Method C)

A rotational flat drop test is conducted with a loaded pallet. Two drops are conducted; one drop on the handling side of the pallet and one drop on the opposite side of the pallet. If the pallet can be handled in all directions, a flat drop on all four sides is conducted. The drop height depends on the weight of the pallet. This test is based on ASTM D4169-22 and D6179-07 (Assurance Level II, Method C).

Pallet Weight	Assurance Level I	Assurance Level II	Assurance Level III
0 to 226.8 kg	305 mm	229 mm	152 mm
226.8 kg and up	229 mm	152 mm	76 mm

Table: Drop Heights

4.8 Post-Test Inspection

After all tests are performed, the bags, components, and the insulated containers are inspected by an engineer from Topa Institute. Any damage or irregularities are noted.

5. Test results

5.1 Pre-Test Inspection

Before the tests are performed, the outside of the pallet load is visually inspected by an engineer from Topa Institute.

Observations:

No remarks.

5.2 Preconditioning & Packing

The CryoVault® containers are conditioned at -80 °C for at least 72 hours prior to packing.

Observations:

No remarks.



Figures 6 to 9: Packing

5.3 Rotational Corner Drop Test (Method B)

Weight: Product/Packaging Combination	511.0 kg
Drop Height	152 mm
Faces Tested	5, 2, 6, and 4

Table: Rotational Corner Drop Test

Observations:

No remarks.

5.4 Rotational Flat Drop Test (Method C)

Weight: Product/Packaging Combination	511.0 kg
Drop Height	152 mm
Faces Tested	5, 2, 6, and 4

Table: Rotational Corner Drop Test

Observations:

No remarks.

5.5 Random Vibration Test

	Truck Low Level	Truck Medium Level	Truck High Level
Average Load	0.40 Grms	0.54 Grms	0.70 Grms
Test Duration	40 minutes	15 minutes	5 minutes

Table: Random Truck Vibration Test Distribution Results

	Air Low Level	Air Medium Level	Air High Level
Average Load	0.16 Grms	0.22 Grms	0.29 Grms
Test Duration	27 minutes (3x)	10 minutes (3x)	3 minutes (3x)

Table: Random Air Vibration Test Distribution Results

Results graphs for the random vibration tests can be found in Appendix B.

Observations:

No remarks.

5.6 Rotational Corner Drop Test (Method B)

Weight: Product/Packaging Combination	511.0 kg
Drop Height	152 mm
Faces Tested	5, 2, 6 and 4

Table: Rotational Corner Drop Test Results

Observations:

No remarks.

5.7 Rotational Flat Drop Test (Method C)

Weight: Product/Packaging Combination	511.0 kg
Drop Height	152 mm
Faces Tested	5, 2, 6 and 4

Table: Rotational Flat Drop Test Results

Observations:

No remarks.

5.8 Post-Test Inspection

After all tests are performed, the test product is thawed at lab conditions and is visually inspected with the following results:

Observations:

No visual damage to the outside of the pallet load.

No damage is found on the CryoVault® containers.



Figures 10 and 11: Pallet load after testing

The Topa Institute for packaging and distribution is emphasizing its activities on research and the optimization of products and packaging in their performance during their actual lifetime and distribution. Concerning advice and research, the Topa Institute for packaging and distribution is independent from any company, institute, or organization.

Responsibility

The Topa Institute for packaging and distribution or people acting in research activities are not responsible for damage sustained after use of results of research activities.

Appendix A: Applied Testing Equipment

1. Vibration Test System

• Manufacturer:	Lansmont Model 10000 TTV II
• Maximum size:	152 x 152 cm
• Maximum specimen weight:	1,100 kg
• Maximum amplitude (peak to peak):	6.4 cm
• Frequency range:	1 - 300 Hz
• Frequency range at maximum load:	1 - 200 Hz
• Acceleration range:	0 - 8 g
• Maximum acceleration at maximum load:	0.77 g
• Automatic displacement or acceleration control	
• Automatic sweep generator and random vibration facilities (Lansmont TouchTest Vibration system)	
• Accelerometer	
• Calibration due date:	June 2024

Certificate of Calibration

Certificate number: TC-6013-6

Applicant	Name:	Topa Instituut
	Address :	Torenlaan 10 2215 RW Voorhout

Shaker System	Manufacturer :	Lansmont
	Model	10000 TTV2
	Serial number	M-15356
	Customer ID nr	-

Ref transducer	Manufacturer :	Kistler
	Model	8704B100
	Serial number	2097568
	Customer ID nr	-

Calibration method:

The calibration was performed on site. A reference accelerometer is attached near to the center of the table and the values are compared to the display read out values of the system. Overall values are measured and FFT spectra taken

Uncertainties:

The uncertainties were calculated in accordance with EA-4/02: Expression of Uncertainty of Measurement in Calibration. A coverage factor of 2 sigma ($k=2$) has been applied to the standard uncertainty to express the expanded uncertainty at approximately 95%. Uncertainty 5 %

Traceability:

The measurements have been executed using standards traceable to (inter)national standards. Supporting documentation relative to traceability is on file and is available on request

Environmental conditions:

Air pressure	-	hPa
Temperature	-	°C
Relative humidity	-	%

Date of Receipt	At location in Voorhout
Date of Calibration :	15 juni 2023
Date of Certificate :	15 juni 2023



Ing. P. Smit

Authorized Signatory : Calibration Manager



Visual Inspection

Results

Connectors Ok
Housing mechanics Ok

Reference transducer fixing Wax and cable protectors

The input is generated by applying several known profiles

The values are then compared with a calibrated accelerometer output. Profiles are measured from 1 Hz to 1 kHz as Overall value.

If the significant frequency is known then measured with a FFT analyser from 0 - 500 Hz with a 0,625 Hz bandwidth.

Calibration profile : ASTM D 4169-09 rail level III

Ref value	Displayed value LANSMONT	Deviation	Unit
0,209	0,204	-0,005	g RMS

Calibration profile : ASTM D 4169-09 truck level II

Ref value	Displayed value LANSMONT	Deviation	Unit
0,528	0,521	-0,007	g RMS

Calibration profile : ASTM D 4169-09 air level I

Ref value	Displayed value LANSMONT	Deviation	Unit
1,538	1,510	-0,028	g RMS

Calibration profile : ASTM D 4169-09 air low 2022

Ref value	Displayed value LANSMONT	Deviation	Unit
0,163	0,157	-0,006	g RMS

Calibration profile : ISTA 3 A Pickup and delivery

Ref value	Displayed value LANSMONT	Deviation	Unit
0,460	0,458	-0,002	g RMS

Calibration profile : 1 " loose load test

4 Hz





Ref value 4Hz	Displayed value LANSMONT	Deviation	Unit
0,730	0,820	0,090	g pk



Calibration profile : Sine Sweep 3 - 300 Hz

Frequency in Hz	Ref value in g pk	Displayed value LANSMONT in g pk	Deviation in g pk
5	0,533	0,500	-0,033
10	0,510	0,500	-0,010
20,1	0,501	0,500	-0,001
40,2	0,507	0,500	-0,007
80	0,504	0,500	-0,004
150,1	0,496	0,500	0,004
199,7	0,514	0,500	-0,014
250	0,513	0,500	-0,013
300	0,504	0,500	-0,004

With $g = 9,80665 \text{ m/s}^2$









15.01.15.15.000000000000

Certificate nr.: TC-6013-6

Page 3 of 4

Reproduction of the complete certificate is allowed. Parts of the certificate may only be reproduced with written approval of Sonor Kalibratie Laboratory.



2. Pulley Block

• Manufacturer:	Demag
• Lifting capacity:	1,250 kg
• Hoisting velocity:	4 m/min or 2 m/min
• Year of construction:	2005
• Inspection due date:	April 2024

EKH Keuringsrapport : TGT 290323 02

Opdrachtgever	Topa Verpakking bv	Werktuignummer	Kraan 1
Adres	Torenlaan 10	Bouwjaar	01-01-2005
Plaats	2215 RW Voorhout	Capaciteit	1.250 kg
Opdrachtnummer	760628	Hijshoogte	3.0 mtr. FEM 1Cm Hoogste Hijssnelh. 4/1 m/min.
Keuringsdatum	29 maart 2023	Locatie	Topa Instituut



BASISGEGEVENEN > FABRIKAAT / MERK		Snelheden	MODEL / TYPE	SERIENUMMER	Elektr.	Lucht	Hydr.	Hand	Dome	Hespal
Kraan	Demag		Katbalk INP180x7000							
Takel	Demag	2V	DKUN 5-630 K V1 F4	61655659	V					
Loopkat	Demag		EU-RU 11 DK	61655659						V

100 ALGEMEEN	A	B	C	400 HIJSEN / VIEREN	TAKEL 1	TAKEL 2	600 KRAANRIJDEN	A	B	C
101 Kraanboek aanwezig	-			401 Elektromotor	V		601 Elektromotor	-		
102 Staalkabelcertificaat	-			402 Koppeling	-		602 Koppeling	-		
103 Lastkettingcertificaat	-			403 Remtrommel	-		603 Remtrommel	-		
104 Lasthaakcertificaat	-			404 Remvoering (mm)	V		604 Remvoering (mm)	-		
105 Overzichtstekeningen	-			405 Remschijf (mm)	V		605 Remschijf (mm)	-		
106 Schema's	-			406 Rembeweging (slag mm)	V		606 Rembeweging (slag mm)	-		
107 Berekening lastdragende delen	-			407 Worm- / tandwielkasten	V		607 Worm- / tandwielkasten	-		
108 Toegang voor onderhoud	V			408 Open tandwiel overbrenging	-		608 Open tandwiel overbrenging	-		
109 Onderhouds- / bediening voorschriften	-			409 Assen en lagers	V		609 Assen en lagers	-		
110 EG-verklaring (CE)	-			410 Bevestiging aandrijving	V		610 Bevestiging aandrijving	-		
111 Draaglast aanduiding	V			411 Hulprembeweging of 2e rem	-		611 Hulprembeweging of 2e rem	-		
112 Functietest beveiligingen	-			412 Nestenschijf	V		612 Loopwielen / Rondsels	-		
113 Controle verlichting	-			413 Staalkabels (mm)	-		700 ELEKTRISCH GEDEELTE	A	B	C
200 CONSTRUCTIE	A	B	C	414 Staalkabelbevestiging	-		701 Hoofdschakelaar	V		
201 Bevestiging kraanbaan	-			415 Kabelschijven en lagers	-		702 Hoofdstroomrail (open)	-		
202 Kraanbaan	-			416 Kabelgeleider / -spanning	-		703 Koker sleepleidingen	-		
203 Katbaan	V			417 Lastketting (D 5.3 x 15.2 mm)	V		704 Kabelkat installatie	V		
204 Speling loopvlak / wielens	V			418 Kettingbak / -zak	V		705 Kabelhaspel	-		
205 Portaal van de kraan	-			419 Kettingbevestiging / -eindstop	V		706 Bekabeling	V		
206 Staanders (vaste bok)	-			420 Kettingschijven en lagers	V		707 Kabeldoorvoering / -wartels	-		
207 Hoofdligger en hulpigiger	-			421 Slipkoppeling	V		708 Schakelkasten	-		
208 Wielkasten	-			422 Ophangoog / -haak	V		709 Verdeelkasten	-		
209 Baan eindstoppen / Buffers	V			423 Hijshaak / Onderblok(Y mm)	1	1	710 Stuurstroombegedeelte 400 V	-		
210 Zwenkarm en kolom	-						711 Aarding	-		
211 Draaikransen	-			500 KATRIJDEN	LOOPKAT 1	LOOPKAT 2	712 Weerstanden	-		
212 Trappen en bordessen	-			501 Elektromotor	-		713 Hangdruknopkast	V		
213 Lasverbindingen	-			502 Koppeling	-		714 Draadloze besturing	-		
214 Bout- / penverbindingen	V			503 Remtrommel	-		715 Akoestische / optische signalering	-		
215 Uithouders	V			504 Remvoering (mm)	-		716 Lastaanwijzingen	-		
216 Conservering	V			505 Remschijf (mm)	-		717 Bedrijfsurenteller : uur	-		
300 BEVEILIGINGEN / VEILIGHEID	A	B	C	506 Rembeweging (slag mm)	-		718 beschermingsleiding (NEN 3140)	-		
301 Ontsporingen- / opwip beveiliging (BL)	-			507 Worm- / tandwielkasten	-		aantal metingen:			
302 Ontsporingen- / opwip beveiliging (OH)	V			508 Open tandwiel overbrenging	-		719 isolatieweerstand (NEN 3140)	-		
303 Stormveranker	-			509 Assen en lagers	V		aantal metingen:			
304 Overlast beveiliging	1	14		510 Bevestiging aandrijving	-		720 aardlekschakelaar (NEN 3140)	-		
305 Beveiliging overbelastingstroom	-			511 Hulprembeweging of 2e rem	-		800 Cabine	A	B	C
306 Werk- / eindschakelaars hijsen	-			512 Loopwielen / Rondsels	V		801 Constructie	-		
307 Werk- / eindschakelaars katrijden	-						802 Standencontrollers	-		
308 Werk- / eindschakelaars kraanrijden	-						803 Verlichting Cabine	-		
309 Botsbeveiliging	-						804 Verwarming / koeling cabine	-		
310 Zone- / inblikbeveiliging	-						805 Brandblusmiddelen	-		
311 Noodstopvoorziening	V						806 Vluchtmiddelen / -mogelijkheden	-		

- A GEEN GEBREK
B GEBREK RISICOKLASSE, ZIE BLAD Opm.
C OPMERKING NUMMER, ZIE BLAD Opm.

000 afsluitende beoordeling	
001 hoogst gemeten risicoklasse	1
002 kraan vrijgegeven	Ja
003 kraan afgetest met proeflast	Ja
004 goedkeuringstickers geplakt	Ja
005 stickernummer:	

423 Onderblok kan niet naar de grond i.v.m. aanwezig valkleem in haak.

Naam keurmeester :	T. de Groot
Handtekening	
Naam contactpersoon :	
Handtekening	

3. Pallet Truck With Weighing Scale

• Manufacturer pallet truck:	Toyota BT Lifter LHM200SC
• Manufacturer weighing scale:	Ravas
• Range weighing scale:	0.0 – 2,000.0 Kg ($\pm 0.1\%$)
• Record:	Digital
• Dimensions weighing platforms:	1,190 x 540 mm
• Year of construction:	2019
• Calibration due date:	April 2024

Mettler Toledo B.V.
Franklinstraat 5
4004 JK
TIEL (NL)
0344-638363



Kalibratiecertificaat

Accuracy Calibration Certificate

Klant

Bedrijfsnaam: Topa Verpakking BV
Adres: Torenlaan 10
Plaats: VOORHOUT Contactpersoon: Brigitte Zwart
Postcode: 2215 RW

Weeginstrument

Fabrikant: TOYOTA Type apparaat: Weeginstrument
Model: LHM200SC / 2000kg Inventarisnr: n.v.t.
Serienr: 21903798.191402 Terminal type: n.v.t.
Gebouw: Loods Terminal serienr.: n.v.t.
Verdieping: BG Terminal inv.nr.: n.v.t.
Kamer: Expeditie

Bereik	Max. capaciteit	Afreesbaarheid (d)
1	200 kg	0,2 kg
2	500 kg	0,5 kg
3	2000 kg	1 kg

Procedure

Kalibratierichtlijn: EURAMET cg-18 v. 4.0 (11/2015)
Mettler Toledo Werkinstructie: WI CAL 02

De kalibratie werd uitgevoerd bij de klant, tenzij anders aangegeven bij opmerkingen.

Het weeginstrument werd bijgesteld vóór de nacontrole met een extern kalibratiegewicht.

In overeenstemming met EURAMET cg-18 (11/2015) werden de testbelastingen geselecteerd om het specifieke gebruik van de weeginrichting weer te geven of om rekening te houden met specifieke kalibratievoorwaarden.

	Temperatuur	
Voorcontrole	Start: 18,3 °C	Einde: 18,3 °C
Nacontrole	Start: 17,5 °C	Einde: 17,5 °C

Datum voorcontrole: 14-apr-2023 Servicetechnicus: 
Datum nacontrole: 14-apr-2023
Datum van uitgifte: 14-apr-2023
Gewenste volgende kalibratiedatum: 30-apr-2024 Eric Geurtsen


Meetresultaten

Herhaalbaarheid

Testgewicht: 200 kg

	Voorcontrole	Nacontrole
1	201,5 kg	200,0 kg
2	201,5 kg	200,0 kg
3	201,5 kg	200,0 kg

○ Voorcontrole
◆ Nacontrole



std afwijking	0,00 kg	0,00 kg
---------------	---------	---------

De "d" in de grafiek vertegenwoordigt de afleesbaarheid van het bereik waarin de test werd uitgevoerd


De resultaten in de grafiek zijn gebaseerd op de absolute waarden als verschil van de gemiddelde waarde.

Excentrische belasting


Testgewicht: 750 kg

Positie	Voorcontrole	Nacontrole
1	756 kg	750 kg
2	756 kg	750 kg
3	757 kg	750 kg

Maximale afwijking	1 kg	0 kg
--------------------	------	------



Voorcontrole



Nacontrole

De "d" in de grafiek vertegenwoordigt de afleesbaarheid van het bereik waarin de test werd uitgevoerd


Afwijking

Voorcontrole

	Referentiewaarde	Aflezings	Afwijking	Vergrote onzekerheid	k
1	0 kg	0,0 kg	0,0 kg	0,12 kg	2
2	20 kg	20,0 kg	0,0 kg	0,16 kg	2
3	100 kg	101,0 kg	1,0 kg	0,18 kg	2
4	250 kg	252,0 kg	2,0 kg	0,37 kg	2
5	500 kg	504 kg	4 kg	0,7 kg	2
6	1000 kg	1009 kg	9 kg	1,0 kg	2
7	1500 kg	1514 kg	14 kg	1,3 kg	2
8	2000 kg	2020 kg	20 kg	1,7 kg	2

Nacontrole

	Referentiewaarde	Aflezings	Afwijking	Vergrote onzekerheid	k
1	0 kg	0,0 kg	0,0 kg	0,12 kg	2
2	20 kg	20,0 kg	0,0 kg	0,16 kg	2
3	100 kg	100,0 kg	0,0 kg	0,16 kg	2
4	250 kg	250,0 kg	0,0 kg	0,31 kg	2
5	500 kg	500 kg	0 kg	0,31 kg	2
6	1000 kg	1000 kg	0 kg	0,6 kg	2
7	1500 kg	1500 kg	0 kg	0,6 kg	2
8	2000 kg	2000 kg	0 kg	0,6 kg	2



De gerapporteerde onzekerheid is de vergrote onzekerheid, ontstaan door de standaardonzekerheid te vermenigvuldigen met een dekkingsfactor k , welke groter kan zijn dan 2 volgens EURAMET cg-18. Deze waarde ligt binnen een betrouwbaarheidsinterval van ongeveer 95 %. De standaardonzekerheid is bepaald volgens EA-4/02. Mettler Toledo adviseert de gebruiker om dezelfde omgevingscondities en dezelfde instellingen van het weeginstrument te handhaven als waren deze tijdens het uitvoeren van de kalibratie.

Testapparatuur

De metingen zijn uitgevoerd met standaarden waarvan de herleidbaarheid naar (inter-)nationale standaarden is aangetoond. Deze standaarden werden gekalibreerd en gecertificeerd door een geaccrediteerd kalibratielaboratorium.

Gewichtenset 1: OIML F1

Gewichtensetnr.:	798	Datum van uitgifte:	14-mrt-2023
Certificaatnummer:	E23/073/036	Volgende kalibratiedatum:	14-mrt-2024

Gewichtenset 2: OIML M1

Gewichtensetnr.:	DO6	Datum van uitgifte:	26-sep-2022
Certificaatnummer:	E22/269/029	Volgende kalibratiedatum:	26-sep-2023

Gewichtenset 3: OIML M1

Gewichtensetnr.:	C041	Datum van uitgifte:	26-sep-2022
Certificaatnummer:	E22/260/026	Volgende kalibratiedatum:	26-sep-2023

Gewichtenset 4: OIML M1

Gewichtensetnr.:	C040	Datum van uitgifte:	26-sep-2022
Certificaatnummer:	E22/269/022	Volgende kalibratiedatum:	26-sep-2023

Gewichtenset 5: OIML M1

Gewichtensetnr.:	B008	Datum van uitgifte:	26-sep-2022
Certificaatnummer:	E22/269/021	Volgende kalibratiedatum:	26-sep-2023

Gewichtenset 6: OIML M1

Gewichtensetnr.:	B010	Datum van uitgifte:	26-sep-2022
Certificaatnummer:	E22/269/021	Volgende kalibratiedatum:	26-sep-2023

Opmerkingen

De gebruiker dient de prestaties van de apparatuur ter plaatse opnieuw te verifiëren met de juiste normen voorafgaand aan gebruik

Meetonzekerheid van het weeginstrument in gebruik

De opgegeven onzekerheid is de vergrote onzekerheid met $k = 2$ in gebruik. De formule dient gebruikt te worden voor een inschatting van de onzekerheid met inachtneming van de lineariteit. De R-waarde is de netto aflezing in de afleeseenheid van het apparaat.

Temperatuurcoëfficiënt t.b.v. de bepaling van de meetonzekerheid in gebruik: $10,0 \cdot 10^{-6} / K$

Temperatuurbereik ter plaatse t.b.v. de bepaling van de meetonzekerheid in gebruik: 20 K


Formule ten behoeve van de onzekerheidsberekening

	Bereik		Voorcontrole	Nacontrole
	d	Max		
1	0,2 kg	200 kg	$U_1 = 163 \text{ g} + 11,9 \text{ g/kg} \cdot R$	$U_1 = 163 \text{ g} + 0,0333 \text{ g/kg} \cdot R$
2	0,5 kg	500 kg	$U_2 = 311 \text{ g} + 12,0 \text{ g/kg} \cdot R$	$U_2 = 311 \text{ g} + 0,0431 \text{ g/kg} \cdot R$
3	1 kg	2000 kg	$U_3 = 589 \text{ g} + 12,3 \text{ g/kg} \cdot R$	$U_3 = 589 \text{ g} + 0,0825 \text{ g/kg} \cdot R$


Om de stabiliteit van de linearisatie te optimaliseren, worden naast de nullast, alleen meetpunten gebruikt met een proefbelasting van 5% van het meetbereik of groter voor de berekening van de lineaire vergelijking.

Absolute- en relatieve meetonzekerheid bij gebruik voor verschillende netto indicaties (voorbeelden)

Netto aflezing	Voorcontrole		Nacontrole	
2,0 kg	0,19 kg	9,3%	0,16 kg	8,2%
20,0 kg	0,40 kg	2,0%	0,16 kg	0,82%
200,0 kg	2,5 kg	1,3%	0,17 kg	0,085%
1000 kg	13 kg	1,3%	0,67 kg	0,067%
2000 kg	25 kg	1,3%	0,75 kg	0,038%



Voorcontrole



Nacontrole

Het weegbereik in de onzekerheidsgrafiek heeft betrekking op het fijnbereik of eerste interval van het weeginstrument

4. Ultra Low Freezer #15

• Manufacturer:	NuAire
• Type:	6512E
• Dimensions chamber (width x depth x height):	63 x 60 x 128 cm
• Door dimensions:	63 x 128 cm
• Temperature range:	-85 °C to -40 °C (± 2 °C)
• Programmable microprocessor for temperature:	N/A: constant temperature only
• Calibration due date:	February 2024

Certificate of Calibration

Fluke Nederland B.V.

Certificate Number:	SA01141933	Date of Calibration:	22 Feb 2023
Receive Condition:	IN TOLERANCE	Date of Recalibration:	22 Feb 2024
Return Condition:	IN TOLERANCE	Place of Calibration:	Voorhout
Manufacturer:	NUAIRE	Temperature within:	(23.0 ± 5) °C
Model:	NU-6512E	Humidity within:	(50 ± 30) %rh
Serial Number:	90403726		
Description:	ULTRA LOW FREEZER -40 TO -85 DEGREES		
Procedure:	Manual Procedure		

Customer:	TOPA INSTITUTE VOORHOUT
Customer Asset ID:	FREEZER 15
RMA Number:	606300972

All measurements are traceable to national and/or international standards or have been derived by approved ratio techniques. When possible standards used for this calibration are ISO/IEC 17025 accredited calibrated.

This calibration is performed by a DEKRA certified lab for ISO 9001. This certificate may not be reproduced other than in full. Calibration certificates without signatures, either electronic or handwritten, are not valid.



Issue Date: 22 Feb 2023

Electronically signed

Authorized By
D.W.G. de Visser

Certificate of Calibration

Certificate Number: SA01141933

Remarks

- The calibration status found in this certificate on the top of each results page must be interpreted as:
 - As Found : Data collected before the unit was adjusted and / or repaired
 - As Left : Data collected after the unit has been adjusted and / or repaired
 - Found / Left : Data collected without any adjustment and / or repair performed
- The calibration interval (due date) is the responsibility of the end user.
- According to the European norm 'Operation of electrical installations' NEN-EN 50110-1 release 2013 and the Dutch norm NEN 3140 release 2015 paragraph 5.102.12 through 5.102.16, a safety test is not required. Therefore not performed.
- Temperature conversions (if applicable) are performed according to ISO/IEC 60584:2013 for thermocouples, and ISO/IEC 60751:2022 for resistance temperature devices.

Standards and test-equipment used

Inventory No	Model	Serial No
TS0094	2626-S	C19075
TS0249	TEMPERATURE-PROBE	FTE PT-100 SET

Calibration Data Report

Certificate number: SA01141933

Calibration Date: 22 Feb 23

Supplied value		Location	Lower limit	Measured value	Upper limit	% of Tol.
Temperature (ITS-90) calibration						
setpoint	indicator					
-85 °C	-84 °C	1	-90.0	-84.0 °C	-80.0	1
-85 °C	-84 °C	2	-90.0	-83.8 °C	-80.0	3
Temperature variation over time (30 minutes)						
			-1.0	0.8 °C	1.0	80
setpoint	indicator					
-40 °C	-41 °C	1	-45.0	-40.9 °C	-35.0	3
-40 °C	-41 °C	2	-45.0	-39.6 °C	-35.0	36
Temperature variation over time (30 minutes)						
			-1.0	0.2 °C	1.0	22
Location:						
1			Lower			
2			Upper			

Remarks :

This measurement was done without test object(s) in the chamber.

Customer specification $\pm 2^{\circ}\text{C}$ and $\pm 1^{\circ}\text{C}$ for stability

5. Ultra Low Freezer #20

• Manufacturer:	NuAire
• Type:	6625V30
• Dimensions chamber (width x depth x height):	86 x 60 x 128 cm
• Door dimension:	86 x 128 cm
• Temperature range:	-85 °C to -40 °C (± 2 °C)
• Programmable microprocessor for temperature:	N/A: constant temperature only
• Calibration due date:	February 2024

Certificate of Calibration

Fluke Nederland B.V.

Certificate Number:	SA01140641	Date of Calibration:	20 Feb 2023
Receive Condition:	IN TOLERANCE	Date of Recalibration:	20 Feb 2024
Return Condition:	IN TOLERANCE	Place of Calibration:	Voorhout
Manufacturer:	NEW BRUNSWICK	Temperature within:	(23.0 ± 5) °C
Model:	C660	Humidity within:	(50 ± 30) %rh
Serial Number:	1004-5488-0404		
Description:	ULTRA DEEP FREEZER		
Procedure:	Manual Procedure		

Customer:	TOPA INSTITUTE VOORHOUT
Customer Asset ID:	FREEZER 20
RMA Number:	606300972

All measurements are traceable to national and/or international standards or have been derived by approved ratio techniques. When possible standards used for this calibration are ISO/IEC 17025 accredited calibrated.

This calibration is performed by a DEKRA certified lab for ISO 9001. This certificate may not be reproduced other than in full. Calibration certificates without signatures, either electronic or handwritten, are not valid.



Issue Date: 20 Feb 2023

Electronically signed

Authorized By
D.W.G. de Visser

Fluke Nederland B.V.

E-mail

Telephone

Rev 230217

Brainport Industries Campus 1, 5657 BX, Eindhoven

service.nl@fluke.com

+31 40 267 5300

Page 1 of 3

Certificate of Calibration

Certificate Number: SA01140641

Remarks

- The calibration status found in this certificate on the top of each results page must be interpreted as:
 - As Found : Data collected before the unit was adjusted and / or repaired
 - As Left : Data collected after the unit has been adjusted and / or repaired
 - Found / Left : Data collected without any adjustment and / or repair performed
- The calibration interval (due date) is the responsibility of the end user.
- According to the European norm 'Operation of electrical installations' NEN-EN 50110-1 release 2013 and the Dutch norm NEN 3140 release 2015 paragraph 5.102.12 through 5.102.16, a safety test is not required. Therefore not performed.
- Temperature conversions (if applicable) are performed according to ISO/IEC 60584:2013 for thermocouples, and ISO/IEC 60751:2022 for resistance temperature devices.

Standards and test-equipment used

Inventory No	Model	Serial No
TS0094	2626-S	C19075
TS0249	TEMPERATURE-PROBE	FTE PT-100 SET

Calibration Data Report

Certificate number: SA01140641

Calibration Date: 20 Feb 23

Supplied value	Location	Lower limit	Measured value	Upper limit	% of Tol.	
Temperature (ITS-90) calibration						
setpoint	indicator					
-50.0 °C	-50.0 °C	1	-55.0	-51.0 °C	-45.0	21
-50.0 °C	-50.0 °C	2	-55.0	-51.1 °C	-45.0	22
-50.0 °C	-50.0 °C	3	-55.0	-50.2 °C	-45.0	4
-50.0 °C	-50.0 °C	4	-55.0	-49.7 °C	-45.0	6
-50.0 °C	-50.0 °C	5	-55.0	-50.4 °C	-45.0	8
Temperature variation over time (30 minutes)						
			-1.0	1.0 °C	1.0	99
Temperature (ITS-90) calibration						
setpoint	indicator					
-86.0 °C	-84.0 °C	1	-91.0	-86.2 °C	-81.0	4
-86.0 °C	-84.0 °C	2	-91.0	-86.2 °C	-81.0	4
-86.0 °C	-84.0 °C	3	-91.0	-83.9 °C	-81.0	42
-86.0 °C	-84.0 °C	4	-91.0	-83.5 °C	-81.0	50
-86.0 °C	-84.0 °C	5	-91.0	-84.2 °C	-81.0	36
Temperature variation over time (30 minutes)						
			-1.0	0.1 °C	1.0	10


Location:

- 1 Lower left front
- 2 Upper left rear
- 3 Upper right front
- 4 Lower right rear
- 5 Center


Remarks :

This measurement was done with little test object(s) in the chamber.


Appendix B: Random Vibration Test Graphs




Graph of the Random Vibration Test, Truck Transport Low Level




Graph of the Random Vibration Test, Truck Transport Medium Level




Graph of the Random Vibration Test, Truck Transport High Level




Graph of the Random Vibration Test, Air Transport Low Level, Cycle 1




Graph of the Random Vibration Test, Air Transport Medium Level, Cycle 1




Graph of the Random Vibration Test, Air Transport High Level, Cycle 1




Graph of the Random Vibration Test, Air Transport Low Level, Cycle 2




Graph of the Random Vibration Test, Air Transport Medium Level, Cycle 2




Graph of the Random Vibration Test, Air Transport High Level, Cycle 2



Graph of the Random Vibration Test, Air Transport Low Level, Cycle 3



Graph of the Random Vibration Test, Air Transport Medium Level, Cycle 3



Graph of the Random Vibration Test, Air Transport High Level, Cycle 3

Appendix C: History of Change

0	AF	12 February 2024	All	Create new document